



## Ten20® Проводяща паста

[BG]

**REF** 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4Т, 10-20-4ТК

**Съставки:** полиоксиетилен (20) цетилов етер, вода, глицерин, калциев карбонат, 1,2-пропандиол, калиев хлорид, монтморилонит, натриев хлорид, полиоксиетилен (20) сорбитол, метилпарабен, пропилпарабен.

**Показания за употреба:** За използване в мониторингови неврологични процедури при употреба на невродиагностични електроди без прилагане на гел, например: ЕЕГ тестове, процедури с евокиран потенциал, полисомнограма (PSG) и тест за множествена латентност на съня (MSLT).

**Приложение:** Адхезивните качества на Ten20 проводяща паста обикновено са достатъчни за прилепването на електродите към кожата и осигуряване на проводимост за невродиагностика. Поставете необходимото количество паста върху повърхност, например лепенка за рана. Внимателно изтъркайте кожата с абразивен продукт, като Nuprep®. При използването на чашкови камбановидни електроди с отвор в центъра поставете паста в чашката на електрода, докато леко се препълни. Поставете електрода върху подготвеното за него място и го притиснете с умерен натиск. Използвайте лепенка или парче марля, за да фиксирате електрода на място.



**Да се избягва контакт с очите. При попадане на продукта в очите промийте с топла вода в продължение на 10 – 15 минути. Да се избягва разтъркване на очите. • Да се прилага само локално, върху здрава кожа. Не използвайте върху или в близост до открити рани или компрометирана кожа. • При пациенти с анамнеза за кожни алергии или чувствителност към козметика и лосиони да се прилага с повишено внимание. Ако по кожата се появи обрив, зачервяване, сърбеж, оток или нещо необичайно, отмийте незабавно. • Поносимостта на пациентите към продукти за локално приложение варира в широки граници. Някои пациенти слабо толерират лепила, абразиви, проводящи среди и соли. Реагирайте на всяко оплакване, което може да е сигнал за непоносимост към продукта. • Инструктирайте пациентите да съобщават за всяко неотзвучаващо зачервяване, болезненост или оток на мястото на електродите. Локални инфекции могат да доведат до трайни белези, ако не се третират. • Местата за дългосрочно използвани електроди трябва да се проверяват за дразнене и зачервяване поне всеки ден чрез отстраняване на електрода и оценка на състоянието на кожата под него. • Да не се използва с индуциращи ток електроди.**

За всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, съобщавайте на производителя и ако сте в ЕС, на компетентните органи в държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

**Безопасност и работа:** Ten20 е нетоксичен, ако случайно се погълне. Ten20 се произвежда без използване на естествен каучуков латекс. Дръжте контейнерите плътно затворени, когато не се използва, и съхранявайте при стайна температура; избягвайте продължителна ниска температура или замръзване. Ten20 може да се изхвърля без специална обработка.



Медицинско изделие



Вносител



Дистрибутор



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, САЩ  
+1-800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

