



Ten20[®] geleidende pasta

[NL]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Bestanddelen: Polyoxyethyleen-20-cetyether, water, glycerine, calciumcarbonaat, 1,2-propaandiol, kaliumchloride, montmorilloniet, natriumchloride, polyoxyethyleen-20-sorbitol, methylparabeen, propylparabeen.

Indicaties voor gebruik: Voor gebruik bij neuromonitoring-procedures in combinatie met niet-gegeleerde neurodiagnostische elektroden, zoals bij eeg-onderzoeken, evoked potential-procedures, PSG- en MSLT-procedures.

Aanbrengen: Ten20 geleidende pasta beschikt doorgaans over voldoende hechtvermogen om de elektroden aan de huid te hechten en geleiding voor het neurodiagnostische onderzoek te verschaffen. Plaats de hoeveelheid benodigde pasta op een oppervlak zoals een strook chirurgische tape. Schuur de huid voorzichtig met een schuurproduct zoals Nuprep[®]. Gebruik een klokvormige cupelektrode met de opening in het midden en vul het elektrodecupje met pasta totdat het iets te vol is. Plaats de elektrode op de daarvoor bestemde gereinigde/ontsmette plaats en oefen daarbij matige druk uit. Gebruik tape of een gaasje om de elektrode op zijn plaats te fixeren.



Aanraking met de ogen vermijden. Als het product in de ogen terechtkomt, 10 tot 15 minuten met warm water spoelen. Niet in de ogen wrijven. • Uitsluitend voor topisch gebruik op gave huid. Niet gebruiken op of in de buurt van open wonden of beschadigde huid. • Wees extra voorzichtig bij patiënten met bestaande huidallergieën of gevoeligheid voor cosmetica en lotions. Als de huid uitslag, roodheid, jeuk, zwelling of enige andere afwijking vertoont, moet u het product onmiddellijk van de huid afspoelen. • De tolerantie van patiënten voor topische producten varieert sterk. Er zijn patiënten die kleefmiddelen, schuurmiddelen, geleidende middelen en zouten slecht verdragen. Reageer op elke klacht die mogelijke intolerantie voor het product signaleert. • Draag de patiënten op hardnekkige roodheid, pijn of zwelling op de elektrodeplaats te melden. Topische infecties kunnen blijvende littekens veroorzaken als zij niet worden behandeld. • Langdurig gebruikte elektrodeplaatsen moeten ten minste eenmaal per dag op irritatie en roodheid worden gecontroleerd door de elektrode te verwijderen en de toestand van de huid eronder te controleren. • Niet gebruiken met stroomopwekkende elektroden.

Meld elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel aan de fabrikant en, indien in de EU, aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Veiligheid en hantering: Ten20 is niet giftig als het per ongeluk wordt ingeslikt. Ten20 wordt vervaardigd zonder gebruik van natuurlijk rubberlatex. Houd de houders goed gesloten als het product niet in gebruik is en bewaar ze bij kamertemperatuur. Vermijd langdurige koude temperatuur of bevriezing. Ten20 hoeft niet speciaal te worden gehanteerd bij afvoer.



Medisch hulpmiddel



Importeur



Distributeur



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, VS
+1 800-525-2130 www.weaverandcompany.com

