



Pasta conductora Ten20®

[ES]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Ingredientes: Polioxietileno 20 éter cetilo, agua, glicerina, carbonato de calcio, 1,2-propanodiol, cloruro de potasio, montmorillonita, cloruro de sodio, polioxietileno 20 sorbitol, metilparabeno, propilparabeno.

Indicaciones de uso: Para usar en procedimientos de neuromonitorización junto con electrodos de neurodiagnóstico no gelificados, por ejemplo: electroencefalogramas, procedimientos de potenciales evocados, PSG y MSLT.

Aplicación: La calidad adhesiva de la pasta conductora Ten20 suele ser suficiente para adherir los electrodos a la piel y proporcionar conductividad para el examen de neurodiagnóstico. Primero, frote suavemente la piel con un producto abrasivo como Nuprep®. Usando un electrodo de copa en forma de campana con orificio en el centro, introduzca el electrodo en el envase Ten20 y saque pasta hasta que la copa del electrodo esté ligeramente llena de más. Coloque el electrodo en el sitio del electrodo preparado y aplique presión media. Use cinta adhesiva o un pedazo de gasa para fijar el electrodo en su lugar.



Evite el contacto con los ojos. Si el producto ingresa a los ojos, enjuague con agua tibia durante 10 a 15 minutos. Evite frotarse los ojos. • Úselo tópicamente solo en piel intacta. No lo use sobre o cerca de heridas abiertas o piel comprometida. • **Tenga precaución adicional en pacientes con antecedentes de alergias cutáneas o sensibilidad a los cosméticos y lociones.** Si aparece sarpullido, enrojecimiento, picazón, hinchazón o anomalías en la piel, lávese inmediatamente. • **La tolerancia de los pacientes a los productos tópicos varía bastante.** Algunos pacientes toleran mal los adhesivos, abrasivos, medios conductores y sales. Responda a cualquier queja que pueda indicar intolerancia al producto. • **Indique a los pacientes que comuniquen cualquier enrojecimiento, dolor o hinchazón persistentes en el lugar del electrodo.** Las infecciones tópicas pueden dejar cicatrices permanentes si no se tratan. • **Los sitios de electrodos a largo plazo deben revisarse para detectar irritación y enrojecimiento al menos una vez al día al quitar el electrodo y evaluar el estado de la piel debajo del electrodo.** • **No lo use con electrodos inductores de corriente.**

Reporte cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo al fabricante y, si se encuentra en la UE, a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido el usuario y/o paciente.

Seguridad y manipulación: Ten20 no es tóxico si se ingiere accidentalmente. Ten20 se fabrica sin el uso de látex de caucho natural. Almacene los envases a temperatura ambiente. Evite el frío prolongado o la congelación. El envase está diseñado para **UN SOLO USO**. Después de abrir, la pasta debe usarse en un solo paciente y luego desecharse. Ten20 puede desecharse sin manipulación especial.



Producto sanitario



Importador



Distribuidor



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, EE. UU.
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

