



Ten20[®] juhtivuspasta

[ET]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Koostis: Polyoxyethylene 20 Cetyl Ether, Water, Glycerin, Calcium Carbonate, 1,2-Propanediol, Potassium Chloride, Montmorillonite, Sodium Chloride, Polyoxyethylene 20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben.

Kasutusnäidustused: kasutamiseks neuromonitooringu protseduurides, mis on seotud neurodiagnostika mittegeelektroodidega, nt: EEG-läbivaatused, esilekutsutud potentsiaaliga protseduurid, PSG ja MSLT.

Kasutamine: Ten20 juhtivuspasta on tavaliselt piisav vahend elektroodide kinnitamiseks nahale ning neurodiagnostika läbivaatuseks vajaliku juhtivuse tagamiseks. Kõigepealt valmistage nahk ettevaatlikult ette abrasiivse tootega, näiteks Nuprep[®]-iga. Keskel oleva avaga kellukesekujulise kuppelektroodi kasutamisel kastke elektrood Ten20 mahutisse ja võtke seejärel pasta välja, kuni elektrood on kergelt üle täidetud. Asetage elektroodid ettevalmistatud elektroodikohale ja vajutage keskmise survega. Elektroodi kinnitamiseks kasutage kas teipi või marlitükki.



Vältige silma sattumist. Kui toodet satub silma, loputage sooja veega 10 kuni 15 minutit. Vältige silmade hõõrumist. • Kasutada ainult välispidiselt ja tervel nahal. Mitte kasutada lahtistel haavadel ega nende lähedal ega kahjustunud nahal. • Olge eriti ettevaatlik patsientidega, kellel on esinenud nahaallergiaid või ülitundlikkust kosmeetikale ja losjoonidele. Lööbe, punetuse, sügeluse, turse või muude häirete tekkimisel nahal peske geel kohe maha. • Patsientide taluvus välispidiste toodete suhtes on väga erinev. Mõni patsient ei talu liime, abrasiivseid ja juhtivaid aineid ning sooli hästi. Reageerige kõigile kaebustele, mis võivad anda märku tootetalumatusest. • Paluge patsiendil teada anda püsivast punetusest, kipitusest või tursest elektroodi paigaldamise kohas. Ravimata jätmisel võivad nahapinnal tekkivad infektsioonid jätta püsivaid arme. • Pikaajaliste elektroodide kasutamisel tuleb elektroodi paigaldamise kohtades kontrollida iga päev ärrituse ja punetuse teket, eemaldades elektroodi ja hinnates elektroodi all oleva naha seisukorda. • Mitte kasutada voolu juhtivate elektroodidega.

Teavitage tootjat kõigist seadmega seotud rasketest instidentidest ning EL-i piires selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Ohutus ja käitlemine: Ten20 ei juhuslikul allaneelamisel mürgine. Ten20 tootmisel ei kasutata looduslikku kummilateksit. Mahuteid hoida toatemperatuuril. Vältige pikaajalist külma temperatuuri või külmumist. Mahuti on mõeldud **ÜHEKORDSEKS KASUTUSEKS**. Pärast avamist tuleb pastat kasutada vaid ühel patsiendil ja seejärel ära visata. Ten20 võib kõrvaldada ilma erikäitluseta.



Meditsiiniseade



Importija



Levitaja



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

