



Ten20[®] provodljiva pasta

[HR]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Sastojci: polioksietilen (20) cetil eter, voda, glicerol, kalcijev karbonat, 1,2-propanediol, kalijev klorid, montmorilonit, natrijev klorid, polioksietilen (20) sorbitol, metilparaben, propilparaben.

Indikacije za primjenu: za upotrebu u postupcima neuromonitoringa u kombinaciji s negeliranim neurodijagnostičkim elektrodama, npr.: EEG pregledi, izazvani mogući postupci, polisomnografija (PSG) i test višestruke latencije spavanja (MSLT).

Primjena: kvaliteta adhezije (prianjanja) Ten20 provodljive paste obično je dostatna da omogući prianjanje elektroda uz kožu i pruži provodljivost za neurodijagnostički pregled. Najprije, blago utrljajte kožu abrazivnim proizvodom kao što je Nuprep[®]. Koristeći čašastu elektrodu u obliku zvona s otvorom u sredini, uronite elektrodu u Ten20 spremnik i istisnite pastu dok čašasta elektroda ne bude blago prenapunjena. Postavite elektrodu na pripremljeno mjesto elektrode i pritisnite srednjom jačinom pritiska. Upotrijebite traku ili komad gaze kako bi pričvrstili elektrodu na mjesto.



Izbjegavajte kontakt s očima. Ako proizvod dođe u kontakt s očima, ispirite toplom vodom 10 do 15 minuta. Izbjegavajte trljanje očiju. • Koristite samo za topikalnu (lokalnu) primjenu na neoštećenoj koži. Nemojte upotrebljavati na ili u blizini otvorenih rana ili oštećene kože. • Potreban je dodatan oprez kod pacijenata s poviješću kožnih alergija ili osjetljivošću na kozmetičke proizvode i losione. Ako se na koži pojavi osip, crvenilo, svrab, oteklina ili nepravilnost, odmah isperite. • Tolerancija pacijenata na topikalne proizvode znatno se razlikuje. Neki pacijenti slabo podnose adhezivna sredstva, abrazivna sredstva, provodljive medije i soli. Odgovorite na svaku pritužbu koja može signalizirati intoleranciju na proizvod. • Uputite pacijente da prijavljuju svaki slučaj trajnog crvenila, boli ili oteklina na mjestu elektrode. Topikalne infekcije mogu ostaviti trajne ožiljke ako se ne tretiraju. • Dugotrajna mjesta elektrode moraju se provjeravati u pogledu nadraženosti i crvenila najmanje jednom dnevno uklanjanjem elektrode i procjenom stanja kože ispod elektrode. • Nemojte upotrebljavati s elektrodama za uvođenje struje.

Svaki ozbiljni štetni događaj nastao u vezi s proizvodom prijavite proizvođaču i, ako je u EU-u, nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi sjedište korisnika i/ili pacijenta.

Sigurnost i rukovanje: Ten20 nije otrovan ako se slučajno proguta. Ten20 je proizveden bez upotrebe prirodne lateks gume. Čuvajte spremnike na sobnoj temperaturi. Izbjegavajte dugotrajnu hladnu temperaturu ili smrzavanje. Spremnik je namijenjen **SAMO ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU**. Nakon otvaranja, pastu smije koristiti samo jedan pacijent i zatim se mora odbaciti. Ten20 može se zbrinjavati bez posebnog postupka rukovanja.



Medicinski proizvod



Uvoznik



Distributer



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, SAD
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

