



# Ten20<sup>®</sup> konduktív paszta

[HU]

**REF** 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

**Összetevők:** polioxietilén 20 cetil éter, víz, Glicerín, kalcium-karbonát, 1,2-propanediol, kálium-klorid, montmorillonit, nátrium-klorid, polioxietilén 20 szorbit, metil-parabén, propilparabén.

**Terápiás javallatok:** Zselézetlen neurodiagnosztikai elektródákkal végzett neuromonitor eljárásokhoz való használatra, például a következők esetén: EEG-vizsgálatok, kiváltott potenciál eljárások, PSG és MSLT.

**Alkalmazás:** A Ten20 konduktív paszta tapadóképessége általában elegendő az elektródák bőrre helyezéséhez, valamint ahhoz, hogy vezetőképességet biztosítson a neurodiagnosztikai vizsgálatokhoz. Először gyengéden dörzsölje a bőrbe egy arra alkalmas termékkel, például Nuprep készítménnyel<sup>®</sup>. Használjon középen üreges, harang alakú csészeelektródát: mártsa az elektródát a Ten20 tégelybe, majd merjen ki annyi pasztát, hogy azzal kissé túltöltse az elektródacsészét. Helyezze az elektródát az előkészített bőrfelületre közepes erősségű nyomással. Rögzítse az elektródát ragasztószalaggal vagy egy gézdarabbal.



**Szembe ne kerüljön! Ha a termék mégis szembe kerülne, akkor öblítse meleg vízzel 10-15 percig. Ne dörzsölje meg a szemét!** • **Kizárólag helyileg, sértetlen bőrfelületen alkalmazható.** Ne vigye fel nyílt sebre, annak környékére vagy sérült bőrfelületre. • **Különösen körültekintően járjon el az olyan betegek esetén, akiknek a kórelőzményében bőrallergia, esetleg kozmetikumokra és bőrápoló szerekre való érzékenység szerepel.** Ha kiütés, bőrpír, viszketés, duzzanat vagy más rendellenesség észlelhető, akkor azonnal mossa le a terméket. • **Nagyban eltérő lehet, hogy az egyes betegek mennyire tolerálják a helyi alkalmazású termékeket.** Néhány beteg nehezen tolerálja a ragasztószereket, a dörzsölő szereket, a konduktív közegeket és a sókat. Vegyen komolyan minden olyan tünetet, amely a termékkel szembeni intoleranciára utalhat! • **Kérje meg a beteget arra, hogy jelezze az elektróda helyén fellépő bőrpírt, fájdalmat és duzzanatot.** Egy helyi fertőzés tartós sebeket hagyhat maga után, ha nem kezelik azt. • **A hosszabb ideig alkalmazott elektródák helyén legalább naponta ellenőrizni kell, hogy nincs-e bőrirritáció vagy bőrpír.** Ehhez vegye le az elektródát, majd vizsgálja meg az elektróda alatti bőrfelület állapotát. • **Ne használja áramvezető elektródákhoz!**

**Jelentse az eszközzel összefüggésben történt súlyos eseteket a gyártónak és – uniós tagállam esetén – a felhasználó és/vagy a beteg lakhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.**

**Biztonság és kezelés:** A Ten20 véletlen lenyelés esetén nem mérgező. A Ten20 természetes latex gumi felhasználása nélkül készült. Tartsa szobahőmérsékleten a tartályokat. Kerülje a tartósan hideg hőmérsékletet és a fagyasztást. A termék tartálya **KIZÁRÓLAG EGYSZER HASZNÁLATOS.** A felbontást követően a paszta kizárólag egy betegen alkalmazható, ezután ki kell dobni. A Ten20 különleges eljárás nélkül eldobható.



Orvostechnikai eszköz



Importőr



Forgalmazó



**Weaver and Company**  
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

