



Ten20[®] geleidende pasta

[NL]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Bestanddelen: Polyoxyethyleen-20-cetyether, water, glycerine, calciumcarbonaat, 1,2-propaandiol, kaliumchloride, montmorilloniet, natriumchloride, polyoxyethyleen-20-sorbitol, methylparabeen, propylparabeen.

Indicaties voor gebruik: Voor gebruik bij neuromonitoring-procedures in combinatie met niet-gegeleerde neurodiagnostische elektroden, zoals bij eeg-onderzoeken, evoked potential-procedures, PSG- en MSLT-procedures.

Aanbrengen: Ten20 geleidende pasta beschikt doorgaans over voldoende hechtvermogen om de elektroden aan de huid te hechten en geleiding voor het neurodiagnostische onderzoek te verschaffen. Eerst schuurt u de huid voorzichtig met een schuurproduct zoals Nuprep[®]. Gebruik een klokvormige cupelektrode met de opening in het midden, doop de elektrode in de Ten20-houder en schep de pasta eruit totdat het elektrodecupje iets te vol is. Plaats de elektrode op de daarvoor bestemde gereinigde/ontsmette plaats en oefen daarbij matige druk uit. Gebruik tape of een gaasje om de elektrode op zijn plaats te fixeren.



Aanraking met de ogen vermijden. Als het product in de ogen terechtkomt, 10 tot 15 minuten met warm water spoelen. Niet in de ogen wrijven. • Uitsluitend voor topisch gebruik op gave huid. Niet gebruiken op of in de buurt van open wonden of beschadigde huid.

- **Wees extra voorzichtig bij patiënten met bestaande huidallergieën of gevoeligheid voor cosmetica en lotions.** Als de huid uitslag, roodheid, jeuk, zwelling of enige andere afwijking vertoont, moet u het product onmiddellijk van de huid afspoelen.
- **De tolerantie van patiënten voor topische producten varieert sterk.** Er zijn patiënten die kleefmiddelen, schuurmiddelen, geleidende middelen en zouten slecht verdragen. Reageer op elke klacht die mogelijke intolerantie voor het product signaleert.
- **Draag de patiënten op hardnekkige roodheid, pijn of zwelling op de elektrodeplaats te melden.** Topische infecties kunnen blijvende littekens veroorzaken als zij niet worden behandeld.
- **Langdurig gebruikte elektrodeplaatsen moeten ten minste eenmaal per dag op irritatie en roodheid worden gecontroleerd door de elektrode te verwijderen en de toestand van de huid eronder te controleren.**
- **Niet gebruiken met stroomopwekkende elektroden.**

Meld elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel aan de fabrikant en, indien in de EU, aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Veiligheid en hantering: Ten20 is niet giftig als het per ongeluk wordt ingeslikt. Ten20 wordt vervaardigd zonder gebruik van natuurlijk rubberlatex. Bewaar houders op kamertemperatuur. Vermijd langdurige koude temperatuur of bevriezing. Houder is **UITSLUITEND bestemd voor EENMALIG GEBRUIK**. Nadat de houder is geopend, moet de pasta worden gebruikt bij uitsluitend één patiënt en daarna worden afgevoerd. Ten20 hoeft niet speciaal te worden gehanteerd bij afvoer.



Medisch hulpmiddel



Importeur



Distributeur



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, VS
+1 800-525-2130 www.weaverandcompany.com

