



Ten20® İletken Macun

[TR]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

İçindekiler: Polioksietilen, 20 Setil Eter, Su, Gliserin, Kalsiyum Karbonat, 1,2-Propandiol, Potasyum Klorür, Montmorillonit, Sodyum Klorür, Polioksietilen 20 Sorbitol, Metilparaben, Propilparaben.

Kullanım Endikasyonları: Jel kullanılmayan nörodiagnostik elektrotlarla bağlantılı olarak nöron izleme prosedürlerinde kullanım için uygundur, örneğin: EEG muayeneleri, uyarılmış potansiyel prosedürler, PSG ve MSLT.

Uygulama: Ten20 İletken Macununun yapışkan kalitesi, elektrotları cilde yapıştırmak ve nörodiagnostik muayenede iletkenlik sağlamak için genellikle yeterlidir. Öncelikle, cildi Nuprep® gibi aşındırıcı bir ürünle nazikçe ölü deriden arındırın. Ortasında delik bulunan çan şeklinde bir çanak elektrot kullanarak elektrodu Ten20 kabına daldırın ve elektrot kabı neredeyse kaptan taşacak kadar doluncaya dek macunu çıkarın. Elektrodu, hazırlanan elektrot bölgesine yerleştirin ve orta düzeyde bir basınçla bastırın. Elektrodu yerine sabitlemek için bant ya da bir parça gazlı bez kullanın.



Göz ile temasından kaçının. Ürün göze temas ederse gözünüzü, ılık su ile 10 ila 15 dakika boyunca yıkayın. Gözü ovuşturmadan kaçının. • Sadece sağlıklı cilt üzerinde kullanın. Hassas ciltlere ve açık yaraların üzerine veya çevresine uygulamayın. • **Daha önce cilt alerjisi yaşamış ya da kozmetiklere ve losyonlara karşı hassasiyeti olan hastalara uygularken ekstra özen gösterin.** Ciltte isilik, kızarıklık, kaşıntı, şişme ya da herhangi bir anormallik meydana gelirse o bölgeyi hemen suyla yıkayıp temizleyin. • **Hastaların lokal ürünlere toleransı geniş ölçüde değişiklik gösterir.** Bazı hastalar, yapıştırıcıları, aşındırıcıları, iletken ortamı ve tuzları tolere etmekte zorlanır. Ürüne karşı intoleransı işaret edebilecek tüm şikayetlere müdahalede bulunun. • **Hastalara, elektrot bölgesinde oluşabilecek herhangi bir kalıcı kızarıklık, ağrıyı veya şişliği bildirmelerini söyleyin.** Lokal enfeksiyonlar tedavi edilmezlerse kalıcı iz bırakabilirler. • **Elektrotun uzun bir süre için yerleştirildiği bölgeler, elektrot çıkartılarak ve elektrot altındaki cildin durumu değerlendirilerek tahriş ve kızarıklık oluşumuna karşı her gün kontrol edilmelidir.** • Akım oluşturan elektrotlar ile kullanmayın.

Cihazla ilgili ciddi bir sorun meydana gelmesi halinde durumu doğrudan üreticiye; olayın bir AB ülkesinde meydana gelmesi halinde ise durumu, kullanıcı ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirin.

Güvenlik ve Bakım: Ten20, yanlışlıkla sindirilmesi durumunda zehirli değildir. Ten20, doğal kauçuk lateks kullanılmadan üretilmiştir. Kapları oda sıcaklığında saklayın. Uzun süre soğukta saklamaktan veya dondurmaktan kaçının. Her kap **TEK KULLANIMLIK** olarak tasarlanmıştır. Açıldıktan sonra macun yalnızca tek bir hastada kullanılmalı ve sonra atılmalıdır. Ten20, özel bir işlem yapılmadan imha edilebilir.



Tıbbi cihaz



İthalatçı



Distribütör



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, ABD
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

