



# Nuprep<sup>®</sup>-i ettevalmistusgeel nahale

[ET]

**REF** 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

**Koostis:** Water, Aluminum Oxide, 1,2-Propanediol, Sodium Polyacrylate, Methylparaben, Propylparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5.

**Näidustused kasutamiseks:** kasutamiseks juhul, kui väiksem nahatakistus parandaks testitulemusi: EEG läbivaatused, esilekutsutud potentsiaaliga protseduurid, EKG stressitestid, südame rehabilitatsiooni jälgimine ning südamekateetri jälgimise protseduurid.

**Kasutamine:** Kandke vajalik geelikogus aluspinnale, näiteks marlilapile. **Korduskasutusega elektroodide** korral valmistage nahk ettevaatlikult ette, kandes väikese koguse Nuprepi vatipadjale ja hõõrudes selle õrnalt 4 kuni 5 väikese ringja liigutusega nahale; eemaldage geelijäägid ning seejärel asetage ettevalmistatud pindadele elektroodid. **Südameuuringute elektroodide** korral valmistage nahk ettevaatlikult ette, kandes väikese koguse Nuprepi marlipadjale ja hõõrudes selle õrnalt 4 kuni 5 väikese ringja liigutusega nahale; eemaldage kõik Nuprepi jäägid elektroodikohtadelt, kasutades kuiva marlilappi ning seejärel paigaldage elektroodid. Vastsündinute ja geriaatriapatsientide korral kasutage oluliselt vähem survet kui täiskasvanutel.



**Vältige silma sattumist. Kui toodet satub silma, loputage sooja veega 10 kuni 15 minutit. Vältige silmade hõõrumist.** • Kasutada ainult välispidiselt ja tervel nahal. Mitte kasutada lahtistel haavadel ega nende lähedal ega kahjustunud nahal. • Olge eriti ettevaatlik patsientidega, kellel on esinenud nahaallergiaid või ülitundlikkust kosmeetikale ja losjoonidele. Lööbe, punetuse, sügeluse, turse või muude häirete tekkimisel nahal peske geel kohe maha. • Mitte kasutada voolu juhtivate elektroodidega. • Mitte liigselt hõõruda; vastasel juhul võib tekkida naha hõõrdumine koos püsiva armistumisega. • Nuprepi geel sisaldab vees lahustumatuid aineid, mis võivad takistada või häirida magnetresonantsomograafiat (MRT). Enne MRT-läbivaatust jälgige, et kõik neurodiagnostilises läbivaatuses kasutatavad materjalid oleksid elektroodikohtadest eemaldatud.

**Teavitage tootjat kõigist seadmega seotud rasketest instidentidest ning EL-i piires selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kasutaja ja/või patsient asub.**

**Ohutus ja käitlemine:** Nuprep ei olen juhuslikul allaneelamisel mürgine. Nuprepi tootmisel ei kasutata looduslikku kummilateksit. Kui mahuteid ei kasutata, hoidke neid tihedalt suletuna. Erihoiustamistingimused pole vajalikud. Nuprepi võib kõrvaldada ilma erikäitluseta.



Meditsiiniseade



Importija



Levitaja



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

