



Nuprep[®] gel za pripremu kože

[HR]

REF 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

Sastojci: voda, aluminijev oksid, 1,2-propanediol, natrijev poliakrilat, metilparaben, propilparaben, bojilo FD&C Blue 1, bojilo FD&C Red 40, bojilo FD&C Yellow 5.

Indikacije za primjenu: za upotrebu kada bi niža impedancija kože poboljšala rezultate ispitivanja, npr.: EEG ispitivanja, izazvani mogući postupci, ECG testovi otpornosti, praćenje srčane rehabilitacije i postupci pregleda srčanog katetera.

Primjena: stavite potrebnu količinu gela na površinu kao što je kompresivna gaza. **Za jednokratne elektrode**, nježno utrljajte kožu nanošenjem male količine sredstva Nuprep na vatenu štapić i zatim lagano utrljajte u kožu s četiri do pet malih kružnih pokreta; uklonite sav višak gela i zatim primijenite elektrode na pripremljena mjesta. **Za srčane elektrode**, nježno utrljajte kožu nanošenjem male količine sredstva Nuprep na kompresivnu gazu i zatim lagano utrljajte u kožu s četiri do pet kružnih pokreta; uklonite svu količinu sredstva Nuprep s mjesta elektroda koristeći suhu kompresivnu gazu prije primjene elektroda. Kod novorodjenčadi i gerijatrijskih pacijenata, koristite manji pritisak nego kod odraslih osoba.



Izbjegavajte kontakt s očima. Ako proizvod dođe u kontakt s očima, ispirite toplom vodom 10 do 15 minuta. Izbjegavajte trljanje očiju. • Koristite samo za topikalnu (lokalnu) primjenu na neoštećenoj koži. Nemojte upotrebljavati na ili u blizini otvorenih rana ili oštećene kože. •

Potreban je dodatan oprez kod pacijenata s poviješću kožnih alergija ili osjetljivošću na kozmetičke proizvode i losione. Ako se na koži pojavi osip, crvenilo, svrab, otekline ili nepravilnost, odmah isperite. • **Nemojte upotrebljavati s elektrodama za uvođenje struje.** • **Nemojte pretjerano trljati;** može doći do topikalne abrazije s trajnim ožiljcima. • **Nuprep gel sadrži netopljive materijale koji mogu zasjeniti ili ometati pregled magnetskom rezonancom (MRI).** Prije pregleda magnetskom rezonancom (MRI), svi materijali korišteni u neurodijagnostičkom pregledu čiste se sa svih mjesta elektroda.

Svaki ozbiljni štetni događaj nastao u vezi s proizvodom prijavite proizvođaču i, ako je u EU-u, nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi sjedište korisnika i/ili pacijenta.

Sigurnost i rukovanje: Nuprep nije otrovan ako se slučajno proguta. Nuprep je proizveden bez upotrebe prirodne lateks gume. Držite spremnike čvrsto zatvorene kada nisu u upotrebi. Nisu potrebni posebni uvjeti skladištenja. Nuprep se može zbrinjavati bez posebnog postupka rukovanja.



Medicinski proizvod



Uvoznik



Distributer



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, SAD
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

