



Nuprep® Gel Para Eletrodo

[PT]

REF 10-30, 10-30K*, 10-61, 10-65*, 10-25*, 10-25S

(*) Códigos não disponíveis no Brasil

Ingredientes: Água, óxido de alumínio, 1,2-propanodiol, poliacrilato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, Azul FD&C 1, Vermelho FD&C 40, Amarelo FD&C 5.

Indicações de uso: Para uso quando uma impedância mais baixa da pele iria aumentar os resultados do teste; por exemplo, exames EEG (eletroencefalograma), procedimentos potenciais evocados, testes de stress ECG (eletrocardiograma), monitoração de reabilitação cardíaca e procedimentos de exame de monitoração com cateter cardíaco.

Aplicação: Coloque a quantidade de gel necessária sobre uma superfície, como um pedaço de gaze. **Para eletrodos não descartáveis,** raspe suavemente a pele colocando uma pequena quantidade de Nuprep em um cotonete e, em seguida, esfregando-o na pele com 4 ou 5 movimentos circulares pequenos; remova todo o excesso de gel e, em seguida, aplique eletrodos nos locais preparados. **Para eletrodos cardíacos,** raspe suavemente a pele colocando uma pequena quantidade de Nuprep sobre um pedaço de gaze e, em seguida, esfregue suavemente na pele com 4 ou 5 movimentos circulares; remova todo o Nuprep dos locais dos eletrodos usando uma gaze seca antes de aplicar os eletrodos. Com recém-nascidos e pacientes geriátricos, aplique muito menos pressão do que com adultos.



Evite o contato com os olhos. Em caso de introdução do produto no olho, enxágue com água morna por 10 a 15 minutos. Evite esfregar os olhos. • Use de maneira tópica apenas em pele intacta. Não use em feridas abertas ou perto delas, nem em pele comprometida. • **Tenha cuidado extra com pacientes com histórico de alergias cutâneas ou sensibilidade a cosméticos e loções.** Caso surjam erupções, vermelhidão, comichão, inchaço ou anomalias na pele, lave para retirar o produto imediatamente. • **Não use com eletrodos indutores de corrente. • Não fricção demais;** pode ocorrer abrasão tópica com formação de cicatriz permanente. • **O Nuprep gel contém materiais insolúveis que podem obscurecer ou interferir em um exame de ressonância magnética.** Antes de um exame de ressonância magnética, certifique-se de que todos os materiais usados no exame de neurodiagnóstico sejam limpos dos locais dos eletrodos.

Relate ao fabricante todos os incidentes graves que ocorrerem em relação ao dispositivo, e, caso isso ocorra na UE, informe também à autoridade competente do Estado-Membro no qual o usuário e/ou paciente está estabelecido.

Contraindicações: Nuprep é contraindicado a pacientes com sensibilidade aos componentes da sua formulação.

Segurança e manuseio: O Nuprep não é tóxico se ingerido acidentalmente. O Nuprep é fabricado sem o uso de látex de borracha natural. Mantenha os recipientes firmemente fechados quando não estiverem em uso. Não são necessárias condições especiais de armazenamento. O Nuprep pode ser descartado sem manuseio especial.



Dispositivo médico



Importador



Distribuidor

Importador: EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca, São Paulo, SP - CEP:05001-200. CNPJ:04.967.408/0001-98. E-MAIL: brazilvigilance@emergogroup.com

ANVISA No: 80117580103

Responsável Técnico: Luiz Levy Cruz Martins - CRF-SP:42415

Modelos: #10-30: 3 bisnagas por embalagem; #10-61: 6 bisnagas por embalagem; #10-25S: 1 bisnaga por embalagem.

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, EUA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

