



Nuprep® Gel pentru pregătirea pielii

[RO]

REF 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

Ingrediente: Apă, oxid de aluminiu, 1,2-propandiol, poliacrilat de sodiu, metilparaben, propilparaben, FD&C albastru 1, FD&C roșu 40, FD&C galben 5.

Indicații de utilizare: Pentru a fi utilizat atunci când o impedanță mai mică a pielii ar îmbunătăți rezultatele testelor, de ex.: examene EEG, proceduri potențiale evocate, teste de stres ECG, monitorizarea reabilitării cardiace și procedurile examenului de monitorizare a cateterului cardiac.

Aplicarea: Puneți cantitatea de gel necesară pe o suprafață, cum ar fi un tampon de tifon. **Pentru electrozii reutilizabili**, abrazați ușor pielea punând o cantitate mică de Nuprep pe un tampon de bumbac și apoi frecați ușor pe piele cu 4 sau 5 mișcări circulare mici; îndepărtați orice exces de gel și aplicați apoi electrozii pe locurile pregătite. **Pentru electrozii cardiaci**, abrazați ușor pielea punând o cantitate mică de Nuprep pe un tampon de tifon și apoi frecați ușor pe piele cu 4 sau 5 mișcări circulare; îndepărtați tot gelul Nuprep de pe locurile pentru electrozi folosind un tampon uscat de tifon înainte de a aplica electrozii. La pacienții nou-născuți și geriatrici, utilizați o presiune mult mai mică decât la adulți.



Evitați contactul cu ochii. Dacă produsul este intrat în ochi, clătiți cu apă caldă timp de 10 până la 15 minute. Evitați să vă frecați ochii. • **Aplicați local numai pe pielea intactă.** Nu utilizați pe sau în apropiere de răni deschise sau de piele compromisă. • **Acordați o grijă suplimentară pacienților cu antecedente de alergii cutanate sau cu sensibilitate la produse cosmetice și loțiuni.** Dacă apar erupții cutanate, roșeață, mâncărime, umflături sau anomalii pe piele, spălați imediat. • **Nu utilizați cu electrozi care induc curent.** • **Nu abrazați excesiv;** se poate produce o abraziune topică cu cicatrice permanente. • **Gelul Nuprep conține materiale insolubile care pot umbri sau interfera cu examinarea prin rezonanță magnetică (RMN).** Înainte unei examinări prin RMN, asigurați-vă că toate materialele utilizate în examenul de diagnosticare neurologică sunt curățate de la locurile electrozilor.

Raportați producătorului orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul și, dacă vă aflați în UE, raportați autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și / sau pacientul.

Siguranță și manipulare: Nuprep nu este toxic dacă este ingerat accidental. Nuprep este fabricat fără a utiliza latex de cauciuc natural. Atunci când nu sunt utilizate, păstrați recipientele bine închise. Nu sunt necesare condiții speciale de depozitare. Nuprep nu necesită o manipulare specială pentru a fi eliminat.



Dispozitiv medical



Importator



Distribuitor



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

