



# Nuprep® Cilt Hazırlama Jeli

[TR]

**REF** 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

**İçindekiler:** Su, Alüminyum Oksit, 1,2-Propandiol, Sodyum Poliakrilat, Metilparaben, Propilparaben, FD&C Blue 1 (Mavi 1), FD&C Red 40 (Kırmızı 40), FD&C Yellow 5 (Sarı 5).

**Kullanım Endikasyonları:** Daha düşük cilt direncinin test sonuçlarını iyileştireceği durumlarda kullanım için uygundur, örneğin: EEG muayeneleri, uyarılmış potansiyel prosedürler, EKG stres testleri, kardiyak rehabilitasyon izleme ve kardiyak kateter izleme ile muayene prosedürleri.

**Uygulama:** Gazlı bez gibi bir yüzeye gereği kadar jeli koyun. **Tek kullanımlık olmayan elektrotlar için**, bir pamuklu çubuk üzerine az miktarda Nuprep uygulayarak cildi nazikçe ölü deriden arındırın ve ardından 4-5 küçük dairesel hareketle cilde hafifçe sürün; cildi jel artıklarından arındırdıktan sonra hazırlanan bölgelere elektrotları uygulayın. **Kalp elektrotları için**, az miktarda Nuprep'i bir gazlı bez üzerine uygulayarak cildi nazikçe ölü deriden arındırın ve daha sonra Nuprep'i 4-5 dairesel hareketle cilde hafifçe sürün; elektrotları uygulamadan önce, kuru bir gazlı bez kullanarak elektrot uygulanacak bölgeleri Nuprep'ten arındırın. Yenidoğanlara ve yaşlı hastalara, yetişkinlere oranla daha az basınç uygulayın.



**Göz ile temasından kaçının. Ürün göze temas ederse gözünüzü, ılık su ile 10 ila 15 dakika boyunca yıkayın. Gözü ovuşturmandan kaçının. • Sadece sağlıklı cilt üzerinde kullanın.** Hassas ciltlere ve açık yaraların üzerine veya çevresine uygulamayın. • **Daha önce cilt alerjisi yaşamış ya da kozmetiklere ve losyonlara karşı hassasiyeti olan hastalara uygularken ekstra özen gösterin.** Ciltte isilik, kızarıklık, kaşıntı, şişme ya da herhangi bir anormallik meydana gelirse o bölgeyi hemen suyla yıkayıp temizleyin. • **Akım oluşturan elektrotlar ile kullanmayın. • Cildi fazla aşındırmaktan kaçının;** kalıcı yara izi veya lokal aşınma oluşabilir. • **Nuprep jel, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) incelemesine gölge düşürecek veya engel olacak çözülmez malzemeler içerir.** MRI incelemesinden önce, elektrotların uygulanacağı bölgelerinin nörodiagnostik incelemede kullanılan tüm malzemelerden arındırıldığından emin olun.

**Cihazla ilgili ciddi bir sorun meydana gelmesi halinde durumu doğrudan üreticiye; olayın bir AB ülkesinde meydana gelmesi halinde ise durumu, kullanıcı ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirin.**

**Güvenlik ve Bakım:** Nuprep, yanlışlıkla sindirilmesi durumunda zehirli değildir. Nuprep, doğal kauçuk lateks kullanılmadan üretilmiştir. Kullanılmadığında kapları sıkı biçimde kapalı tutun. Özel depolama koşulları gerekli değildir. Nuprep, özel bir işlem yapılmadan imha edilebilir.



Tıbbi cihaz



İthalatçı



Distribütör



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, ABD  
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

