



# Nuprep<sup>®</sup> Skin Prep Gel

[DA]

**REF** 10-91, 10-91S, 10-91K

**Ingredienser:** Vand, aluminiumoxid, 1,2-propandiol, natriumpolyacrylat, methylparaben, propylparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5.


**Indikationer for brug:** Til brug når en lavere hudimpedans ville forbedre testresultaterne, fx: ved EEG-undersøgelser, evokerede potentialer, EKG-stresstest, overvågning af hjerterehabilitering og overvågningsprocedurer ved hjertekateter.

**Anvendelse:** *Ved elektroder til flergangsbrug*, skal man forsigtigt slibe huden ved at placere en lille mængde Nuprep på en vatpind og derefter gnide let på huden med 4 eller 5 små cirkulære bevægelser; fjern eventuel overskydende gel og påfør derefter elektroderne på de forberedte steder. *Ved hjerte elektroder*, skal man forsigtigt slibe huden ved at placere en lille mængde Nuprep på et gazebind og derefter gnide let på huden med 4 eller 5 cirkulære bevægelser; fjern al Nuprep fra elektrodeområder ved hjælp af tørt gazebind inden påføring af elektroder. Brug meget mindre pres på nyfødte og geriatriske patienter end hos voksne.



**Undgå kontakt med øjnene.** Hvis produktet kommer i kontakt med øjne, skal øjet skylles med varmt vand i 10 til 15 minutter. **Undgå at gnide øjnene.** • Kun til lokal påføring på intakt hud. Må ikke bruges på eller i nærheden af åbne sår eller kompromitteret hud. • **Vær ekstra forsigtig med patienter med hudallergi eller overfølsomhed over for kosmetik og cremer.** Hvis der opstår udslæt, rødme, kløe, hævelse eller abnormitet på huden, skal produktet straks vaskes af. • **Brug ikke med strøm inducerende elektroder.** • **Slib ikke huden for meget;** Sår dannelse med permanent ardannelse kan forekomme. • **Nuprep gel indeholder uopløselige materialer, der kan lave skygger på eller interferere med MRI-undersøgelser (magnetisk resonansbilleddannelse).** Før en MR-undersøgelse skal det sikres, at alle materialer, der anvendes i den neurodiagnostiske undersøgelse, er rensset fra elektrodeområderne.

Indberet enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med enheden til producenten og, hvis produktet bruges i EU, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten har bopæl.

**Sikkerhed og håndtering:** Nuprep er ikke giftigt, hvis det indtages ved et uheld. Nuprep fremstilles uden brug af naturgummilætex. Der kræves ingen særlige opbevaringsbetingelser. Beholderen er **KUN BEREGNET TIL ENGANGSBRUG**. Efter åbning må gelen kun bruges på en patient og skal derefter kasseres. Nuprep kan bortskaffes uden særlig håndtering. 



Medicinsk udstyr



Importør



Distributør



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

