



Nuprep® Gel de Preparação da Pele

[PT]

REF 10-91, 10-91S, 10-91K

Ingredientes: Água, óxido de alumínio, 1,2-propanodiol, poliacrilato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, Azul FD&C 1, Vermelho FD&C 40, Amarelo FD&C 5.


Indicações de uso: Para uso em casos nos quais uma impedância menor da pele melhore os resultados do exame, p. ex.: exames de EEG, procedimentos de potencial evocado, teste de esforço ECG, monitoramento de reabilitação cardíaca e procedimentos de exame de monitoramento de cateter cardíaco.

Aplicação: *Para eletrodos não descartáveis*, raspe suavemente a pele colocando uma pequena quantidade de Nuprep em um cotonete e esfregue suavemente na pele com 4 ou 5 movimentos circulares pequenos; remova todo o excesso de gel e, em seguida, aplique os eletrodos nos locais preparados. *Para eletrodos cardíacos*, raspe suavemente a pele colocando uma pequena quantidade de Nuprep sobre um pedaço de gaze e, em seguida, esfregue suavemente na pele com 4 ou 5 movimentos circulares; remova todo o Nuprep dos locais dos eletrodos usando uma gaze seca antes de aplicar os eletrodos. Com recém-nascidos e pacientes geriátricos, aplique muito menos pressão do que com adultos.



Evite o contato com os olhos. Em caso de introdução do produto no olho, enxágue com água morna por 10 a 15 minutos. Evite esfregar os olhos. • Use de maneira tópica apenas em pele intacta. Não use em feridas abertas ou perto delas, nem em pele comprometida. • **Tenha cuidado extra com pacientes com histórico de alergias cutâneas ou sensibilidade a cosméticos e loções.** Caso surjam erupções, vermelhidão, comichão, inchaço ou anomalias na pele, lave para retirar o produto imediatamente. • **Não use com eletrodos indutores de corrente. • Não fricção demais;** pode ocorrer abrasão tópica com formação de cicatriz permanente. • **O Nuprep gel contém materiais insolúveis que podem obscurecer ou interferir em um exame de ressonância magnética.** Antes de um exame de ressonância magnética, certifique-se de que todos os materiais usados no exame de neurodiagnóstico sejam limpos dos locais dos eletrodos.

Relate ao fabricante todos os incidentes graves que ocorrerem em relação ao dispositivo, e, caso isso ocorra na UE, informe também à autoridade competente do Estado-Membro no qual o usuário e/ou paciente está estabelecido.

Segurança e manuseio: O Nuprep não é tóxico se ingerido acidentalmente. O Nuprep é fabricado sem o uso de látex de borracha natural. Não são necessárias condições especiais de armazenamento. O recipiente foi projetado **APENAS PARA USO ÚNICO**. Após a abertura, o gel precisa ser usado em apenas um paciente e, em seguida, descartado. O Nuprep pode ser descartado sem manuseio especial. 



Dispositivo médico



Importador



Distribuidor



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, EUA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

